

NAB 72 és NASerial 2010

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL, SZOBÁNKÉNT VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉGGEL

- **NEC XN120, SL 1000, SV8100/8300 rendszerén** alapuló NAB 72 nővérhívó az Interphone által fejlesztett szoftverrel és eszközeivel magasszintű szolgáltatást, rugalmas, moduláris felépítést nyújt azoknak akik lépést akarnak tartani a kor követelményeivel!
 - Naplózó rendszere biztonságot ad felhasználóknak.
 - **Professzionális konstrukció, 3 év garancia!**
 - A NAB 72-es típussal nem csak az ágymelletti nyomógombbal kezdeményezheti a hívást, de automatikus beszédkapcsolatot is létesíthet!
-
- Jelzés a nővér telefonján és számítógépe monitorján
 - Beszélhet a segélykérővel
 - Megkeresi a nővért a mobiltelefonján, SMS küldési opció
 - Naplózza az eseményeket
 - Egyúttal telefonkapcsolatot is biztosíthat az otthon lakóiknak a külvilággal
 - Nagyobb intézményekben folyosólampa segíti a nővéreket
 - Vizes helyiségekben zsinóros húzó segítségével jelezhet a nővérnek
 - Egy rendszer több nővérszobát tud kiszolgálni (számítógépes hálózaton) Opcionális DECT rendszer
 - **Ha nincs szükség beszédkapcsolatra, nagy rendszerekhez az NASerial 2010 buszos rendszerünket ajánljuk. 127 szoba egy CAT 5 kábelben, mely mutiplikálható.**



Kényelmes,

mert **nem minden hívás sürgős**. Az apróbb kívánságokat megbeszélhetik. Ha a hívó nem szólal meg, azonnal kell intézkedni.

Biztonságos,

mert **megtalálja a nővért** akkor is, ha kiment az ügyeleti szobából.

Megnyugtató,

mert a **hívások adatait naplózza**. **Gazdaságos,** mert az NEC Philips lehetővé teszi az **Intézmény munkatársainak és az apartmanok lakóinak telefonálását** is. (Költségelszámolás megoldott.)

Rugalmas,

mert a hívás nem csak a szokásos nyomógombbal, hanem **rádiós távkapcsolóval** is történhet (opcionális).

Mindezt egyetlen vezetékpáron!

Igény szerinti felszereltség = költség optimalizált beruházás!

Várjuk hívását!

Helyiségenként kialakítható felszerelési változatok					Felszereltség
	Telefon	Ágy melletti gomb	Zsinóros húzó	Folyosólampa	Kategória
Csak telefon kapcs.	✓	-	-	-	1
	✓	✓	-	-	2
	✓	✓	-	✓	3
Telefonkapcsolattal	✓	✓	✓	-	4
és kiegészítőkkal	✓	✓	✓	✓	5
	✓	-	✓	-	6
	✓	-	✓	✓	7
	✓	-	-	-	8
	-	✓	-	-	9
	-	✓	-	✓	10
Telefon nélküli	-	✓	✓	-	11
helyiségek	-	✓	✓	✓	12
	-	-	✓	-	13
	-	-	✓	✓	14

Jelmagyarázat: ✓ = van - = nincs

További részletek az NAB 72 továbbfejlesztett szolgáltatásairól.

Megjegyzés funkció

Riasztást követően a nővér megjegyzést fűzhet a hívás során végzett intézkedéseiről. Pl. Infúzió bekötése, mentő hívása xy gyógyszer beadása, téves riasztás, stb.

The screenshot shows the NAB72 NŐVÉRHÍVÓ interface. On the left, there's a form for entering call details. On the right, there's a call log table. A modal window is open for adding a note to a specific call.

Hívó #	Hívó neve	Esemény	Időpont	Hívott #	Hívott neve	Esemény	Állapot
204	Mari néni a Lem 204	Riasztás!!!	09.11.02 19:42:26	200	1. nővér	Beszélgetés	✓
204	Mari néni a Lem 204	Riasztás!!!	09.11.02 19:42:20	200	1. nővér	Riasztás!!!	✓
204	Mari néni a Lem 204	Riasztás!!!	09.11.02 19:41:38	200	1. nővér	Beszélgetés	✓
204	Mari néni a Lem 204	Riasztás!!!	09.11.02 19:41:32	200	1. nővér	Riasztás!!!	✓
204	Mari néni a Lem 204	Riasztás!!!	09.11.02 17:46:38	200	1. nővér	Beszélgetés	✓
204	Mari néni a Lem 204	Riasztás!!!	09.11.02 17:46:35	200	1. nővér	Riasztás!!!	✓
205	1. vizes helyiség	Riasztás!!!	09.11.02 15:59:32	200	1. nővér	Kicsúng	✓
205	1. vizes helyiség	Riasztás!!!	09.11.02 15:59:31	207	2. nővér	Kicsúng	✓

HÍVÁSOK

Ápolt mellék #	Időpont	Esemény	Nővér mellék #	Időpont	Eredmény	Megjegyzés
204	09.11.02 11:07:01	Riasztás!!!	200	09.11.02 11:07:05	Beszélgetés	
204	09.11.02 15:42:23	Riasztás!!!	200	09.11.02 15:42:29	Beszélgetés	
204	09.11.02 15:43:28	Riasztás!!!	200		Nem válaszolt	
204	09.11.02 15:49:05	Riasztás!!!	200	09.11.02 15:49:12	Beszélgetés	

HÍVÁSLISTA

Hívó #: 204 Időpont: 09.11.02 11:07:01

Megjegyzés:
Megjegyzés a riasztáshoz.

Ment Mégsem

A megjegyzések utólag lekérdezhettek az adatbázisból, és további kommentek fűzhetők hozzá.

This screenshot is similar to the previous one, but with a dropdown menu open for the 'Időpont' field in the note entry form. The dropdown shows a list of call timestamps.

HÍVÁSOK

Ápolt mellék #	Időpont	Esemény	Nővér mellék #	Időpont	Eredmény	Megjegyzés
204	09.11.02 11:07:01	Riasztás!!!	200	09.11.02 11:07:05	Beszélgetés	
204	09.11.02 15:42:23	Riasztás!!!	200	09.11.02 15:42:29	Beszélgetés	
204	09.11.02 15:43:28	Riasztás!!!	200		Nem válaszolt	
204	09.11.02 15:49:05	Riasztás!!!	200	09.11.02 15:49:12	Beszélgetés	

HÍVÁSLISTA

Hívó #: 204 Időpont: 09.11.02 16:55:54

Megjegyzés:
Megjegyzés a riasztáshoz.

Ment Mégsem

A hívások lekérdezése

A hívások egy adatbázisba kerülnek ahonnan szinte tetszés szerinti kombinációban kérdezhetők le az események. Pl. egy adott szoba hívásai egy meghatározott időtartományban, összes helység hívásai műszakonként.

The screenshot shows the Nab72 web application in a Mozilla Firefox browser. The page title is "NAB72 NŐVÉRHÍVÓ". On the left, there are search filters for "Hívó #:" (összes), "Hívó neve:" (Összes hívó), "Időszak kezdete:" (2009.11.03), "Időpont:" (00:00), "Időszak vége:" (2009.11.03), and "Időpont:" (23:59). Below these are buttons for "Lekérdezés" and "Mégse".

The main part of the page is a table titled "HÍVÁSLISTA" with the following columns: Hívó #, Hívó neve, Esemény, Időpont, Hívott #, Hívott neve, Esemény, and Állapot. The table contains 15 rows of call records, including entries for "Mari néni a Lem 204" and "1. vizés helység".

A lekérdezett hívások nyomtatása

The screenshot shows the print preview of the Nab72 web application. The page title is "NAB72 NŐVÉRHÍVÓ". The search filters are repeated: "Hívó #:" (összes), "Hívó neve:" (Összes hívó), "Időszak kezdete:" (2009.11.02), "Időpont:" (00:00), "Időszak vége:" (2009.11.03), and "Időpont:" (23:59).

The main part of the page is a table titled "HÍVÁSOK" with the following columns: Ápolt mellék #, Időpont, Esemény, Nővér mellék #, Időpont, Eredmény, and Megjegyzés. The table contains 10 rows of call records, including entries for "204" and "1. vizés helység".

Opcionális eszközök

▪ Folyosó (ajtó) lámpa

Különösen hasznos a közös vizesblokkok ajtaja feletti piros jelzőfény használata. Többnyire nagyon sürgős a hívás. A folyosón látható jelzést bárki észlelheti a nővér érkezése előtt.

A lámpa áramellátása, a hívás és nyugtázógomb jelzése egyetlen érpáron jut el a központi egységhez.



▪ Ágy melletti hívógombok

Az interfész modulhoz csatlakoznak



▪ Intefész modul

Az összeköttetést biztosítja a központi egység - folyosólámpa, hívógomb és a telefon között. Tartalmazza a nyugtázó- gombot, az üzemképesség és hívás folyamatban kontroll LED-eket.



Hardver követelmények

▪ Telefonalközpont

NEC Philips alközpontok

▪ Részletek:

www.interphone.hu



IPC100



IPC500



SV8100



Karóra méret DECT vev
Szöveges üzenet és beszédkapcsolat

▪ Kapcsolat a nővér(ek) és a központ között

100 MB LAN hálózaton

▪ Nővér PC

Microsoft XP / Wista / 7

▪ Hálózat

A hívóhelyek és a központ között szabványos kéteres telefonkábel

▪ Teljeskörű telepítést vállalunk.